

El mejor frasco lavador que cumple con las reglamentaciones GHS

CUMPLE CON LAS ÚLTIMAS REGLAMENTACIONES DEL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO (GHS) Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (OSHA) DE 2015.



NUEVO

Los frascos reúnen los últimos requisitos del GHS y la OSHA HAZCOM, Título 29 del Código de Reglamentaciones Federales (CFR), 1910 y 1200.

Se vende por unidad o por paquete de 5.

- Todos los frascos incluyen los Pictogramas Globalmente Armonizados, el diamante de la NFPA, las frases de riesgo y la información de seguridad.
- El único frasco lavador que cumple con los requisitos del GHS imprimidos en 3 idiomas: inglés, francés y español.
- El único frasco lavador que cumple con las reglamentaciones del GHS y viene totalmente ensamblado.
- Ventilación de seguridad.
- Válvula DripLok® patentada, que evita derrames de solventes peligrosos.*
- La punta especialmente diseñada proporciona una aplicación precisa.
- Amplia abertura para un llenado más fácil.
- Codificadas por color.

| Art. N.º | Capacidad | Solvente | Color | Unidades |
|----------------|-----------|-------------------|----------|---------------------|
| WGW537VTML-GHS | 500 ml | Acetona | Rojo | Unidad/Paquete de 5 |
| WGW538VTML-GHS | 500 ml | Metanol | Verde | Unidad/Paquete de 5 |
| WGW539VTML-GHS | 500 ml | Isopropanol | Amarillo | Unidad/Paquete de 5 |
| WGW541VTML-GHS | 500 ml | Etanol | Naranja | Unidad/Paquete de 5 |
| WGW601PML-GHS* | 500 ml | Agua destilada | Blanco | Unidad/Paquete de 5 |
| WGW500AST-GHS | 500 ml | Uno de cada color | — | Paquete de 5 |

*Los frascos de agua destilada no tienen ventilación de seguridad.

globe[®]
SCIENTIFIC INC.

Atención al cliente, ventas y asistencia técnica:

Teléfono: 1 (800) 394-4562 • 1 (201) 599-1400 • Fax: 1 (201) 599-1406


Correo electrónico: mail@globescientific.com • www.globescientific.com

© Copyright 2015 Globe Scientific Inc. Todos los derechos reservados. GHSwashbottle 16026

Los frascos reúnen los últimos requisitos del GHS y la OSHA HAZCOM, Título 29 del Código de Reglamentaciones Federales (CFR), 1910 y 1200.

La punta especialmente diseñada proporciona una aplicación precisa.

Codificadas por color



Ventilación de seguridad: válvula DripLok® patentada, que evita derrames de solventes peligrosos.

Nombre químico en 3 idiomas.

Fórmula química y número de referencia de CAS (Chemical Abstract Service).

Pictogramas del GHS y señales de advertencia en tres idiomas.



No requiere ensamblado.

Los frascos vienen completamente ensamblados y listos para usar, por unidad o envueltos en plástico termocontraíble en paquetes de 5.

Amplia abertura para un llenado más fácil.

Pictogramas de seguridad adicionales e información: equipo de protección y órganos objetivos en tres idiomas.

Diamante de la norma estadounidense de la NFPA (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego).

Transporte simple y seguro de hasta 6 frascos de lavado.

Polipropileno, Diseño Macizo

- Construcción sólida y liviana.
- Acepta casi todos los frascos de 500 ml.
- Diámetro de cavidad interna de 90 mm.

| Art. N.º | Descripción | Unidad |
|----------|---|------------|
| BGS024 | Transportador de frasco con manija, sostiene 6 frascos de 500 ml. | Individual |

Acero Revestido en Fibra Poliamida

- Ofrece una mejor resistencia al calor y a los químicos que otros revestimientos.

| Art. N.º | Descripción | Unidad |
|----------|---|------------|
| BGS040 | Transportador de frasco con manija de 6 lugares, para frascos de 60 mm. | Individual |
| BGS042 | Transportador de frasco con manija de 6 lugares, para frascos de 74 mm. | Individual |



Transportador de frascos de polipropileno.



Transportador de frascos de acero recubierto en fibra poliamida.

globe[®]
SCIENTIFIC INC.

Atención al cliente, ventas y asistencia técnica:

Teléfono: 1 (800) 394-4562 • 1 (201) 599-1400 • Fax: 1 (201) 599-1406

Correo electrónico: mail@globescientific.com • www.globescientific.com