



# ¡NUEVOS! Tubos Microcentrífugos **con cierre**

**Disponibles en tubo MIDI de 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml y 5 ml**

Los tubos microcentrífugos con cierre de New Globe Scientific están diseñados con un sistema de cierre seguro que proporciona la seguridad de un microtubo de tapa roscada con la sencillez de un tubo de tapa a presión.



Los tubos se muestran en su tamaño real

La pestaña de cierre evita que el tubo se abra durante el proceso de centrifugado.

## Características generales:

**Seguros** – Mantienen la integridad de la muestra al tener una tapa con cierre que evita la apertura accidental de la misma y la evaporación durante el proceso de centrifugado.

**Versátiles** – Tubos de un único uso para procedimientos de laboratorio que incluyen centrifugado, ebullición, incubación, congelación y almacenamiento de muestras.

**Calidad** – Los tubos están fabricados con polipropileno de grado médico USP Clase VI de óptima claridad.

**Con certificación** – Fabricados en condiciones sanitarias de clase 100.000 y con certificación que garantiza que no contienen RNasa, ADNasa, ADN humano, pirógenos, inhibidores de RCP ni ATP.

**Fáciles de utilizar** – Los tubos tienen graduaciones, un área para rotular, tapa perforable, son aptos para esterilizar en autoclave y las presentaciones son en bolsas con cierre deslizable y resellable.

Artículo n.º	Descripción	Unidad
111552LK	0,5 ml, polipropileno (PP), natural	500
111562LK	1,5 ml, polipropileno (PP), natural	500
111572LK	2,0 ml, polipropileno (PP), natural	500
111582LK	5,0 ml, polipropileno (PP), natural	100