



Diamond

Pipetas de alto desempeño

Excelencia y
precisión para
todos los procesos
de manipulación
de líquidos.

Diamond Advance™

Pipeta Ultra-Liviana de Alto Desempeño

¡NUEVA!




COMPLETAMENTE
AUTOCLAVABLE

“Diamond Advance” es una pipeta de alta precisión, completamente autoclavable con desplazamiento de aire. “The Advance” está hecha de materiales resistentes a químicos que proporcionan un desempeño consistente y una vida útil prolongada. “The Advance” es fácil de operar, de peso liviano y de uso confortable tanto para usuarios diestros como zurdos. Su agarre elastómero, minimiza la fatiga en las manos y dedos. Su revestimiento único minimiza la transferencia de calor corporal a la pipeta, lo que resulta en una exactitud consistente. Cada pipeta tiene un código de color diferente para una identificación rápida del volumen. Las pipetas están calibradas en un laboratorio con certificación ISO 17025 y tienen 3 años de garantía.

La línea de pipetas Diamond Advance™ está disponible en modelos de un canal, 8 canales y 12 canales.

- Completamente autoclavable y resistente a los rayos UV
- 3 años de garantía
- Peso liviano y diseño ergonómico
- El funcionamiento del émbolo en dos etapas permite su utilización tanto hacia adelante como hacia atrás en técnicas de pipeta
- Ajuste preciso del volumen a administrar
- Ejector de punta



Art N.º3348

El soporte Carousel sostiene hasta 6 pipetas Diamond Advance™ de un canal. Vendida por separado.

Diamond Advance™

Canales Múltiples

Las pipetas Diamond Advance™ de 8 canales y 12 canales son fáciles de operar, livianas y cómodas para usar. Cuentan con un colector que rota 360° facilitando el uso universal con la mano derecha o la mano izquierda. Su agarre elastómero, minimiza la fatiga en las manos y dedos. Su revestimiento único minimiza la transferencia de calor corporal a la pipeta, lo que resulta en una exactitud consistente. Cada pipeta tiene un código de color diferente para una identificación rápida del volumen. Las pipetas están calibradas en un laboratorio con certificación ISO 17025 y tienen 3 años de garantía.

- Múltiple removible, completamente autoclavable
- Cada canal está calibrado individualmente
- 3 años de garantía
- Peso liviano y diseño ergonómico
- Ajuste preciso del volumen a administrar
- Eyectador de punta



Único Canal / Volumen Ajustable

Art. N.º	Volumen (µl)	Incrementos (µl)	Color	Grupo de Puntas*
3341-1	0.1-2.5	0.002	Rojo	A
3341-10	0.5-10	0.02	Rojo	A
3341-20	2-20	0.02	Rojo	A
3341-50	5-50	0.1	Amarillo	B
3341-100	10-100	0.1	Azul	B
3341-200	20-200	0.2	Lila	B
3341-1000	100-1000	1	Naranja	C
3341-5000	500-5000	10	Verde	D
3341-10000	1000-10000	20	Verde	F

Único Canal / Volumen Fijo

Art. N.º	Volumen (µl)	Color	Grupo de Puntas*
3342-2	2.5	Rojo	A
3342-5	5	Rojo	B
3342-10	10	Rojo	B
3342-20	20	Amarillo	B
3342-25	25	Amarillo	B
3342-50	50	Azul	B
3342-100	100	Lila	B
3342-200	200	Lila	B
3342-250	250	Naranja	C
3342-500	500	Naranja	C
3342-1000	1000	Verde	C
3342-2000	2000	Verde	D
3342-5000	5000	Verde	D
3342-10000	10000	Verde	F

8 Canales / Volumen Ajustable

Art. N.º	Volumen (µl)	Incrementos (µl)	Color	Grupo de Puntas*
3344-10	0.5-10	0.02	Rojo	A
3344-20	2-20	0.02	Amarillo	A
3344-50	5-50	0.1	Amarillo	B
3344-100	10-100	0.1	Azul	B
3344-200	20-200	0.2	Lila	B
3344-300	30-300	0.2	Naranja	B

12 Canales / Volumen Ajustable

Art. N.º	Volumen (µl)	Incrementos (µl)	Color	Grupo de Puntas*
3345-10	0.5-10	0.02	Rojo	A
3345-20	2-20	0.02	Amarillo	A
3345-50	5-50	0.1	Amarillo	B
3345-100	10-100	0.1	Azul	B
3345-200	20-200	0.2	Lila	B
3345-300	30-300	0.2	Naranja	B

*Consulte la guía de selección de puntas para pipetas en la página 6. Use la letra del grupo de puntas y luego elija la punta adecuada.

DiamondPRO™ Pipeta de Alto Desempeño

La pipeta Diamond PRO está diseñada con un agarre elastómero termo plástico que minimiza la fatiga en las manos y dedos. Su acolchonamiento único no solo reduce la tensión sobre el pulgar sino que también minimiza la transferencia de calor corporal a la pipeta, lo que resulta en una exactitud consistente.

Las pipetas vienen con un certificado de calibración, un kit de recalibración y garantía de un año. Están calibradas en instalaciones certificadas con ISO 17025.

- Cono de punta autoclavable que se desmonta en la sección inferior de la pipeta
- 1 año de garantía
- El movimiento del embolo ergonómico, ligero y suave proporciona más comodidad y minimiza la fatiga
- Ejector de punta eficiente diseñado para acceder a tubos y recipientes de boca angosta
- El funcionamiento del émbolo en dos etapas permite su utilización tanto hacia adelante como hacia atrás en técnicas de pipeta
- Los colores facilitan la identificación

Volumen Ajustable

Art. N.º	Volumen (µl)	Color	Grupo de Puntas*
3311-1	0.1-2.5	Rojo	A
3311-10	0.5-10	Rojo	A
3311-20	2-20	Rojo	A
3311-50	5-50	Amarillo	B
3311-100	10-100	Azul	B
3311-200	20-200	Lila	B
3311-1000	100-1000	Naranja	C
3311-5000	1000-5000	Verde	E

Volumen Fijo

Art. N.º	Volumen (µl)	Color	Grupo de Puntas*
3312-5	5	Rojo	B
3312-10	10	Rojo	B
3312-15	15	Rojo	B
3312-20	20	Amarillo	B
3312-25	25	Amarillo	B
3312-50	50	Azul	B
3312-100	100	Lila	B
3312-200	200	Lila	B
3312-250	250	Naranja	C
3312-500	500	Naranja	C
3312-1000	1000	Verde	C
3312-2000	2000	Verde	E
3312-5000	5000	Verde	E

*Consulte la guía de selección de puntas para pipetas en la página 6. Use la letra del grupo de puntas y luego elija la punta adecuada.



Artículo N.º 3310-6

El soporte sostiene hasta 6 pipetas Diamond o Diamond Pro™ de un canal. Soporte de 4 lugares también disponible. Cada uno vendido por separado.


Diamond Pipeta de Alto Desempeño

La pipeta Diamond es una alternativa rentable a las pipetas de marcas renombradas con precios muy altos. Fabricada para alta exactitud y precisión, nuestras pipetas Diamond vienen con un certificado de calibración, un set de recalibración y una garantía de un año. Están calibradas en instalaciones certificadas con ISO 17025.



Art. N.º 3310-4

El soporte sostiene hasta 4 pipetas Diamond o Diamond Pro™ de un canal. Soporte de 6 lugares también disponible. Cada uno vendido por separado.



Todas nuestras puntas para pipetas son aptas y encajan con nuestras pipetas Diamond. Consulte la página 6 para información sobre como ordenar.

Volumen Ajustable

Art. N.º	Volumen (µl)	Color	Grupo de Puntas*
3301-1	0.1-2.5	Rosa	A
3301-10	0.5-10	Rosa	A
3301-20	2-20	Rosa	A
3301-50	5-50	Amarillo	B
3301-100	10-100	Azul	B
3301-200	20-200	Lila	B
3301-1000	100-1000	Naranja	C
3301-5000	1000-5000	Verde	E

Volumen Fijo

Art. N.º	Volumen (µl)	Color	Grupo de Puntas*
3302-1	1	Rosa	A
3302-2	2	Rosa	A
3302-5	5	Rosa	B
3302-10	10	Rosa	B
3302-15	15	Rosa	B
3302-20	20	Amarillo	B
3302-25	25	Amarillo	B
3302-30	30	Amarillo	B
3302-40	40	Azul	B
3302-50	50	Azul	B
3302-100	100	Lila	B
3302-200	200	Lila	B
3302-250	250	Naranja	C
3302-500	500	Naranja	C
3302-1000	1000	Verde	C
3302-2000	2000	Verde	E
3302-3000	3000	Verde	E
3302-5000	5000	Verde	E

*Consulte la guía de selección de puntas para pipetas en la página 6. Use la letra del grupo de puntas y luego elija la punta adecuada.

Diamond Jr. Pipetas Tamaño de Bolsillo

Las pipetas Diamond Jr. son versiones de bolsillo de nuestras pipetas Diamond de alta precisión. Diseñadas para usar en kits de diagnóstico, ensayos de agua, aulas de ciencia y todo tipo de laboratorios, estas pipetas son un método económico y exacto para pipetear volúmenes fijos.

- Pueden guardarse fácilmente en el bolsillo del delantal de laboratorio
- Completamente autoclavable
- Émbolo de dos etapas para dispensar hasta la última gota
- Los colores facilitan la identificación
- Ideales para kits de diagnóstico donde pipetas económicas son requeridas
- Fabricadas en instalaciones ISO 9001:9002



Pipeta de bolsillo económica. La opción ideal para uso en kits de diagnóstico.

Art. N.º	Volumen (µl)	Color	Grupo de Puntas*
3322-5	5	Rojo	A
3322-10	10	Rosa	A
3322-20	20	Verde	B
3322-25	25	Verde	B
3322-35	35	Azul	B
3322-50	50	Violeta	B
3322-100	100	Naranja	B

*Consulte la guía de selección de puntas para pipetas en la página 6. Use la letra del grupo de puntas y luego elija la punta adecuada.

DiamondSeroLogic™

Controlador de Pipeta Portátil



El Controlador de Pipeta Portátil Diamond SeroLogic™ es un accesorio electrónico recargable diseñado para usarse con pipetas serológicas de vidrio o plástico en un rango de volumen de 0.1 a 100 mL. Es liviano y está diseñado ergonómicamente para usar la pipeta sin esfuerzo incluso durante períodos prolongados.

- 1 año de garantía
- Indicador de batería baja
- Motor potente de 3 velocidades
- El cono de la nariz es removible y autoclavable
- Diseño ergonómico con botones blandos de agarre
- Hasta ocho horas de uso continuo con una sola carga
- Control de velocidad convenientemente ubicado para usarse con una sola mano
- El cargador provisto está protegido contra la sobrecarga, el recalentamiento y cortocircuito
- Válvula de seguridad y filtro de membrana reemplazable para doble protección contra fluidos y contaminación de aerosol



Art. N.º	Descripción	Unidad
3380	Control portátil de pipeta SeroLogic™	Individual

Envase Incluye:

Control portátil de pipeta Diamond SeroLogic™ dos baterías recargables de 1000mAh NiMH, cargador de batería, tres filtros de membrana PTFE: (1) 0.20 µm, (2) 0.45 µm (uno instalado), soporte para escritorio y accesorio para fijar a la pared.

También ofrecemos una línea completa de pipetas serológicas de alta calidad. Llámenos para más información o solicite nuestro folleto de Pipeta Serológica.

Diamond RV-Pette™ Pipeta de Volumen Repetitivo

RV-Pette™ brinda un pipeteo exacto y repetible con una sola carga de la punta descartable. La utilización de RV-Pette™ ahorra tiempo y reduce la fatiga asociada con el pipeteo repetido usando una pipeta común. Con esta pipeta se pueden dispensar 29 volúmenes diferentes entre 1µL y 5000µL. Se pueden efectuar hasta 48 etapas de pipeteo sin rellenar el reservorio de la punta. Se pueden aplicar muestras en intervalos de 1 segundo sin comprometer la exactitud o reproducibilidad. El diseño ergonómico de la RV-pette™ se acomoda fácilmente al contorno de la mano. El émbolo está ubicado en la parte superior de la unidad, como en las pipetas estándar, para un acceso más fácil y reducción de la presión de la mano. RV-Pette™ es de uso sencillo - seleccione la punta apropiada y fíjela en su sitio. Luego elija el volumen deseado colocando el dial de ajuste con un clic y rellene la punta con el volumen necesario usando la palanca de relleno deslizable. Para aplicar, presione el

émbolo hacia abajo. Para una mayor conveniencia, en el cuerpo de la pipeta encontrará un gráfico que muestra el volumen aplicado por cada tamaño de punta y posición del dial. RV-Pette funciona mejor cuando es utilizada con puntas dispensadoras en jeringa.

- No necesitan mantenimiento
- Para uso con puntas dispensadoras en jeringa
- Vienen con certificado de calibración y 1 año de garantía.



Tabla de selección de puntas ubicada convenientemente en el cuerpo de la pipeta

Art. N.º	Descripción	Unidad
3250	RV-Pette™ Pipeta de Volumen Repetido	Cada

Puntas de Jeringa de Administración

Las puntas de jeringa de pipeta de volumen repetido Globe vienen en 8 tamaños incluyendo 0.05mL, 0.5mL, 1.25mL, 2.5mL, 5.0mL, 12.5mL, 25mL and 50mL. Cada una está hecha de polipropileno durable con un émbolo interno de polietileno. Cada punta puede usarse para aplicar 5 diferentes volúmenes repetitivos de muestras. Las puntas de administración Globe vienen en paquetes muy convenientes de 100, ya sea estériles o no estériles. Los tamaños de 50 y 25 mL vienen con 4 adaptadores reutilizables, autoaplicables.

No Estéril		Estéril*		Tamaño	Volúmenes de Administración	Unidad
Art. N.º	Art. N.º	Art. N.º	Art. N.º			
3900	3900S	3901	3901S	0.05mL	1, 2, 3, 4, 5µl	100
3901	3901S	3902	3902S	0.5mL	10, 20, 30, 40, 50µl	100
3902	3902S	3903	3903S	1.25mL	25, 50, 75, 100, 125µl	100
3903	3903S	3904	3904S	2.5mL	50, 100, 150, 200, 250µl	100
3904	3904S	3905	3905S	5.0mL	100, 200, 300, 400, 500µl	100
3905	3905S	3908	3908S	12.5mL	250, 500, 750, 1000, 1250µl	100
3908	3908S	3906	3906S	25mL	500, 1000, 1500, 2000, 2500µl	100
3906	3906S			50mL	1, 2, 3, 4, 5ml	100

*Las puntas estériles pueden solicitarse en un pedido especial, mínimo 4 cajas de 100

Nuestras puntas dispensadoras en jeringa son compatibles con las pipetas Eppendorf® Repeater® y muchas otras de características similares que se encuentran en el mercado. Por favor contáctenos para resolver cualquiera de sus inquietudes.



Grupo de Puntas	Art. N.º	Volumen	Color	Esterilidad	Tipo de Empaque	Unidad
A	Micro Puntas para Uso General (Graduadas)					
	151154	0.1-10 µl	Natural	No Estéril	Bolsa con 1000 Puntas	1000
	151154R-96	0.1-10 µl	Natural	No Estéril	Rack con 96 Puntas	960
	151154RF	0.1-10 µl	Natural	No Estéril	Reloading Stack	960
	151154RS-96	0.1-10 µl	Natural	Estéril	Rack con 96 Puntas	960
	Micro Puntas para Uso General – Longitud Extendida (Graduadas)					
	151145	0.1-20 µl	Natural	No Estéril	Bolsa con 1000 Puntas	1000
	151145R-96	0.1-20 µl	Natural	No Estéril	Rack con 96 Puntas	960
	151145RF	0.1-20 µl	Natural	No Estéril	Reloading Stack	960
	151145RS-96	0.1-20 µl	Natural	Estéril	Rack con 96 Puntas	960
	Micro Puntas de Baja Retención (Graduadas)					
	150030	0.1-10 µl	Natural	No Estéril	Bolsa con 1000 Puntas	1000
	150030RS	0.1-10 µl	Natural	Estéril	Rack con 96 Puntas	960
	150030RFS	0.1-10 µl	Natural	Estéril	Reloading Stack	960
	Micro Puntas de Baja Retención - Longitud Extendida (Graduadas)					
	150040	0.1-20 µl	Natural	No Estéril	Bolsa con 1000 Puntas	1000
	150040RS	0.1-20 µl	Natural	Estéril	Rack con 96 Puntas	960
	150040RFS	0.1-20 µl	Natural	Estéril	Reloading Stack	960
	Puntas con Filtro, Baja Retención (Graduadas)					
	150800	0.1-10 µl	Natural	Estéril	Rack con 96 Puntas	960
150805	0.1-10 µl	Natural	Estéril	Rack con 96 Puntas	960	
B	Puntas para Uso General (Graduadas)					
	151150	1-200 µl	Natural	No Estéril	Bolsa con 1000 Puntas	1000
	151150R-96	1-200 µl	Natural	No Estéril	Rack con 96 Puntas	960
	151150RF	1-200 µl	Natural	No Estéril	Reloading Stack	960
	151150RS-96	1-200 µl	Natural	Estéril	Rack con 96 Puntas	960
	151150Y	1-200 µl	Amarillo	No Estéril	Bolsa con 1000 Puntas	1000
	151150YR-96	1-200 µl	Amarillo	No Estéril	Rack con 96 Puntas	960
	151150YRF	1-200 µl	Amarillo	No Estéril	Reloading Stack	960
	151150YRS-96	1-200 µl	Amarillo	Estéril	Rack con 96 Puntas	960
	151151	1-300 µl	Natural	No Estéril	Bolsa con 1000 Puntas	1000
	151151R	1-300 µl	Natural	No Estéril	Rack con 200 Puntas	1000
	151151R-96	1-300 µl	Natural	No Estéril	Rack con 96 Puntas	960
	151151RS-96	1-300 µl	Natural	Estéril	Rack con 96 Puntas	960
	Puntas de Baja Retención (Graduadas)					
	150050	1-200 µl	Natural	No Estéril	Bolsa con 1000 Puntas	1000
	150050RS	1-200 µl	Natural	Estéril	Rack con 96 Puntas	960
	150050RFS	1-200 µl	Natural	Estéril	Reloading Stack	960
	Puntas con Filtro, Baja Retención (Graduadas)					
	150810	1-20 µl	Natural	Estéril	Rack con 96 Puntas	960
	150814	1-50 µl	Natural	Estéril	Rack con 96 Puntas	960
150815	1-100 µl	Natural	Estéril	Rack con 96 Puntas	960	
150820	1-200 µl	Natural	Estéril	Rack con 96 Puntas	960	

Continued . . .

Grupo de Puntas	Art. N.º	Volumen	Color	Esterilidad	Tipo de Empaque	Unidad
C	Puntas para Uso General (Graduadas)					
	151153	100-1250 µl	Natural	No Estéril	Bolsa con 1000 Puntas	1000
	151153R-96	100-1250 µl	Natural	No Estéril	Rack con 96 Puntas	576
	151153RF	100-1250 µl	Natural	No Estéril	Reloading Stack	480
	151153RS-96	100-1250 µl	Natural	Estéril	Rack con 96 Puntas	576
	151153B	100-1250 µl	Azul	No Estéril	Bolsa con 1000 Puntas	1000
	151153BR-96	100-1250 µl	Azul	No Estéril	Rack con 96 Puntas	576
	151153BRF	100-1250 µl	Azul	No Estéril	Reloading Stack	480
	151153BRS-96	100-1250 µl	Azul	Estéril	Rack con 96 Puntas	576
	Puntas de Baja Retención (Graduadas)					
	150053	100-1250 µl	Natural	No Estéril	Bolsa con 1000 Puntas	1000
	150053RS	100-1250 µl	Natural	Estéril	Rack con 96 Puntas	576
	150053RFS	100-1250 µl	Natural	Estéril	Reloading Stack	480
	Puntas con Filtro, Baja Retención (Graduadas)					
150835	1-1000 µl	Natural	Estéril	Rack con 96 Puntas	576	
D	Puntas para Uso General (Sin Graduaciones)					
	151262	1000-5000 µl	Natural	No Estéril	Bolsa con 100 Puntas	100
E	Puntas para Uso General (Graduadas)					
	151260	1000-5000 µl	Natural	No Estéril	Bolsa con 100 Puntas	100
F	Puntas para Uso General (Sin Graduaciones)					
	151267	1000-10,000 µl	Natural	No Estéril	Bolsa con 50 Puntas	50

Distribuidos por: